


**NucleoTrap CR****Macherey Nagel**

NucleoTrap CR - kit per PCR clean up senza colonna - rimozione quantitativa di primer e primer-dimer - alto recupero di frammenti di DNA >120 bp - campione: 400 μ L di miscela di reazione - dimensioni dei frammenti da 100 bp a circa 50 kbp - recupero tipico: 70-80% - A260/A280 1,7-1,9 - volume di eluizione: 20-50 μ L - tempo di preparazione: 45 min/6 prep. - capacit  legante: 0,6 μ g/ μ L di sospensione - contiene sospensione e tamponi - comprende: NucleoTraP CR suspension, tamponi.



Code	Description	Packaging
FC1740587	Kit NucleoTrap CR	100 prep.
FC140587E	Kit NucleoTrap CR	10 prep.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

