


**NucleoSpin 8/96 Blood****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Blood - per l'isolamento di DNA genomico da sangue intero - formato: strip da 8 o piastre a 96 pozzetti - tecnologia a membrana di silice - risparmio di tempo grazie alla possibilità di esecuzione in parallelo - ideale per utilizzo manuale o automatico in condizioni di vuoto - l'aumentata velocità di flusso diminuisce la possibilità di intasamento, nessuna contaminazione crociata, risultati riproducibili - alta resa - campione: sangue intero, umano o animale, trattato con EDTA, citrato, eparina, CPDA - volume del campione 200  $\mu$ L di sangue intero,  $2 \times 10^6$  di cellule da coltura - dimensione dei frammenti: da 300 bp a circa 50 kbp - resa tipica: 4-6  $\mu$ g - A260/A280: 1,8/1,9 - volume di eluizione: 100  $\mu$ L - tempo di preparazione: 35 min/6 strip o 70 min/piastra - capacità legante: 20  $\mu$ g. NucleoSpin® 8 Blood comprende: NucleoSpin® Blood Binding Strip, piastre di lavaggio, rack per provette in strip, tamponi, proteinasi K. NucleoSpin® 96 Blood comprende: piastra NucleoSpin® Blood Binding, piastra di lavaggio, Lysis Block, rack per provette in strip, provette (15 mL), tamponi, proteinasi K.



| Code      | Description                                         | Packaging  |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| FC140664D | Kit NucleoSpin 8 Blood - strip da 8                 | 60x8 prep  |
| FC140665C | Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti | 4 piastre  |
| FC140665G | Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti | 24 piastre |
| FC1740664 | Kit NucleoSpin 8 Blood - strip da 8                 | 12x8 prep  |
| FC1740665 | Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti | 1 piastra  |

## Accessories

| Code      | Description           | Packaging |
|-----------|-----------------------|-----------|
| FC1740676 | SELF ADHERING PE FOIL | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*