


**NucleoSpin 8/96 Blood****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Blood - per l'isolamento di DNA genomico da sangue intero - formato: strip da 8 o piastre a 96 pozzetti - tecnologia a membrana di silice - risparmio di tempo grazie alla possibilità di esecuzione in parallelo - ideale per utilizzo manuale o automatico in condizioni di vuoto - l'aumentata velocità di flusso diminuisce la possibilità di intasamento, nessuna contaminazione crociata, risultati riproducibili - alta resa - campione: sangue intero, umano o animale, trattato con EDTA, citrato, eparina, CPDA - volume del campione 200 μ L di sangue intero, 2×10^6 di cellule da coltura - dimensione dei frammenti: da 300 bp a circa 50 kbp - resa tipica: 4-6 μ g - A260/A280: 1,8/1,9 - volume di eluizione: 100 μ L - tempo di preparazione: 35 min/6 strip o 70 min/piastra - capacità legante: 20 μ g. NucleoSpin® 8 Blood comprende: NucleoSpin® Blood Binding Strip, piastre di lavaggio, rack per provette in strip, tamponi, proteinasi K. NucleoSpin® 96 Blood comprende: piastra NucleoSpin® Blood Binding, piastra di lavaggio, Lysis Block, rack per provette in strip, provette (15 mL), tamponi, proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC140664D	Kit NucleoSpin 8 Blood - strip da 8	60x8 prep
FC140665C	Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti	4 piastre
FC140665G	Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti	24 piastre
FC1740664	Kit NucleoSpin 8 Blood - strip da 8	12x8 prep
FC1740665	Kit NucleoSpin 96 Blood - con piastra a 96 pozzetti	1 piastra

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740676	SELF ADHERING PE FOIL	50 pz