


**NucleoSpin 8/96 Blood QuickPure****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Blood QuickPure - per l'isolamento manuale di DNA genomico dal sangue intero - formato: strip da 8 o piastre da 96 pozzetti - tecnologia: membrana di silice - risparmio di tempo perché le analisi vengono eseguite in parallelo - ottimizzato per sistemi manuali mediante l'impiego di una centrifuga - ridotto numero dei passaggi di lavaggio e asciugatura - alta resa - campione: sangue intero, umano o animale, trattato con EDTA, citrato, eparina, CPDA - volume del campione: 200-300 μ L di sangue intero, 200 μ L di siero, plasma, buffy coat, fluidi biologici, 10exp7 linfociti - dimensione dei frammenti: da 300 bp a circa 50 kbp - resa tipica 4-6 μ g - A260/A280 1,6/1,9 - volume di eluizione: 75-100 μ L - tempo di preparazione: 60 min/strip o 60 min/2 piastre - capacità legante: 60 μ g. NucleoSpin® 8 Blood QuickPure comprende: NucleoSpin® Blood QuickPure Binding Strip, rack di provette in strip, pellicola auto-adesiva, tamponi, proteinasi K. NucleoSpin® 96 Blood QuickPure comprende: piastre NucleoSpin® Blood QuickPure Binding, blocchi con pozzetti quadrati, blocchi con pozzetti rotondi, pellicola auto-adesiva, tamponi, proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC140667B	Kit NucleoSpin 96 Blood QuickPure - con piastra a 96 pozzetti	2 piastre
FC140667C	Kit NucleoSpin 96 Blood QuickPure - con piastra a 96 pozzetti	4 piastre
FC140667G	Kit NucleoSpin 96 Blood QuickPure - con piastra a 96 pozzetti	24 piastre
FC1740666	Kit NucleoSpin 8 Blood QuickPure - strip da 8	12X8 prep

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740923	BQ1 125ml	125 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

