


**NucleoSpin 8/96 Trace****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Trace - isolamento di DNA genomico da campioni forensi - formato: in strip da 8 (disponibile anche in piastra da 96 pozzetti) - tecnologia: membrana di silice - risparmio di tempo grazie alla possibilità di analisi in parallelo - processabili sotto vuoto o mediante centrifugazione - utilizzabile con sistemi manuali o automatici - minimo rischio di contaminazioni crociate - DNA pronto all'uso per qualsiasi tipo di reazione enzimatica - campioni: tamponi buccali, macchie di sangue, filtri di sigarette, ... - resa tipica: 1-2 µg - A260/A280 1,8-1,9 - volume di eluizione: 50-100 µL - tempo di preparazione: 30 min/6 strip (o 70 min/piastra) - capacità legante: 20 µg - comprende anche rack, tamponi e proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC1740722	Kit NucleoSpin 8/96 Trace - strip da 8	60 X 8 prep
FC174072A	NucleoSpin 8 Trace	12 x 8 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

