

**NucleoSpin 8/96 Food****Macherey Nagel**

NucleoSpin 8/96 Food - kit per l'estrazione di DNA genomico da alimenti e mangimi - formato: in strip da 8 o in piastre da 96 pozzetti per high throughput - tecnologia: membrana di silice - completa rimozione degli inibitori della PCR - processabile sotto vuoto o mediante centrifugazione - per sistemi manuali o automatici - quantità di campione 200 mg - dim. dei frammenti: da 300 bp a circa 50 kbp - resa tipica: 0,1-10 µg (200 mg di alimento) - A26/A280: 1,6-1,9 - capacità legante 30 µg - tempo di preparazione: 60 min/6 strip (esclusa lisi), 120 min/piastra (esclusa lisi) - ideale per l'identificazione di OGM - comprende anche: rack, pellicola gas-permeabile, Proteinasi K.



Code	Description	Packaging
FC140975D	Kit NucleoSpin 8 Food - strip da 8	60X8 prep
FC140976B	Kit NucleoSpin 96 Food - con piastra a 96 pozzetti	2 X 96 prep
FC140976C	Kit NucleoSpin 96 Food - con piastra a 96 pozzetti	4X96 prep
FC140976G	Kit NucleoSpin 96 Food - con piastra a 96 pozzetti	24X96 prep
FC1740975	Kit NucleoSpin 8 Food - strip da 8	12X8 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

