


**NucleoSpin 96 Plasmid TransGrade CoreKit****Macherey Nagel**

Modo veloce di purificare plasmidi per la transfezione.

- Nuova tecnologia che diminuisce il contenuto in endotossine ($< 50 \text{ EU}/\mu\text{g}$ DNA) per una transfezione di successo
- L'innovativo formato minimizza la possibilità di contaminazioni crociate
- NucleoSpin® 96 Plasmid Transfection-grade Core Kits: ideale per piattaforme automatiche.



Code	Description	Packaging
FC140492C	NucleoSpin 96 Plasmid TransGrade CoreKit	4 piastre
FC140492G	NucleoSpin 96 Plasmid TransGrade CoreKit	24 piastre

Accessories

Code	Description	Packaging
FC140476G	MN SQUARE-WELL BLOCK	24 PIASTRE



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

