

**NucleoBond BAC****Macherey Nagel**

NucleoBond BAC - per la purificazione di P1, BACs, PACs - tecnologia: cromatografia a scambio anionico - formato: colonna - filtro per la chiarificazione del lisato incluso - campione: 100-500 mL di coltura di E.coli - dimensioni del vettore: 300 kbp - resa tipica: 10-100 µg - A260/A280 1,8/1,95 - tempo di preparazione: 120 min/2-4 preps - capacità legante: 100 µg - comprende: colonne, tamponi, RNasi A, filtri.



Code	Description	Packaging
FC1740579	Kit NucleoBond BAC 100	10 prep.

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740563	NUCLEOBOND RACK LARGE	1 pz
FC1740601	NUCLEOBOND BUFFER SET I	1 set



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

