

**NucleoSnap Plasmid Midi****Macherey Nagel**

Kit per purificazione di DNA plasmidico. Nuovo design per processi sotto vuoto.

- Nuovo design della colonna (colonna snap-off) per processare sotto vuoto grandi quantità di campione
- DNA plasmidico Transfection-grade per applicazioni downstream sensibili
- Isola fino a 250 g di DNA plasmidico in soli 35 minuti



Code	Description	Packaging
FC140494E	NucleoSnap Plasmid Midi	10 prep.
FC140494L	NucleoSnap Plasmid Midi	50 prep.

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740299	NuceloVac 24 Vacuum Manifold	1 pz.
FC1740641	NUCLEOVAC VACUUM REGULATOR	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

