

**Protino Ni-TED Packed Columns****Macherey Nagel**

Protino® Ni-TED rappresenta l'alternativa più pura per la purificazione di proteine His-tag.

- Il gruppo chelante TED (tris(carbossimetil)etilene diamina), un sito legante, garantisce alta sensibilità e purezza
- Alta stabilità contro agenti riducenti e chelanti
- Bassa estrazione di metalli
- Alta purezza
- Alta specificità di legame, basso legame aspecifico di proteine contaminanti se comparato con altre matrici comuni IMAC
- Resina secca: stoccaggio a temperatura ambiente
- Pronto all'uso
- Tamponi inclusi



Code	Description	Packaging
FC145100E	745100.10 PROTINO NI 150 10 PREP	10 prep
FC145100N	745100.5 PROTINO NI 150 50	50 prep
FC1451100	745110.5 PROTINO NI 1000 5 PREP	5 prep
FC145110N	745110.5 PROTINO NI1000 50	50 PREP
FC1451200	745120.5 PROTINO NI2000 5	5 prep
FC145120H	745120.25 PROTINO NI2000 25	25 prep

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1745250	PROTINO COLUMNS 14 ml	10 colonne
FC1745255	PROTINO COLUMNS 35 ml	10 colonne



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

