

**Protino Ni-TED Resin****Macherey Nagel**

Protino® Ni-TED Resin.

- Materiale secco
- Matrice rigida in silice, compatibile con flussi ad alta pressione e alte velocità di flusso
- Alta flessibilità
- Procedura a lotto, colonna cromatografica con flusso per gravità, applicazioni FPLC™
- Colonne vuote disponibili per uso con Protino® Ni-TED Resin
- Piastre a 96 pozzetti disponibili per uso con Protino® Ni-TED Resin



Code	Description	Packaging
FC145200A	745200.5 PROTINO NI-TED RESIN 5GR	5 gr
FC145200B	745200.30 PROTINO NI-TED RES 30G	30 gr
FC145200C	745200.120 PROTINO NI-TED RES 120GR	120 gr
FC145200D	745200.600 PROTINO NI-TED RES 600GR	600 gr

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1745250	PROTINO COLUMNS 14 ml	10 colonne
FC1745255	PROTINO COLUMNS 35 ml	10 colonne



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*