

**Protino Ni-IDA Resin****Macherey Nagel**

Protino® Ni-IDA Resin.

- Materiale secco
- Matrice rigida in silice, compatibile con flussi ad alta pressione e alte velocità di flusso
- Alta flessibilità
- Procedura a lotto, colonna cromatografica con flusso per gravità, applicazioni FPLC™
- Colonne vuote disponibili per uso con Protino® Ni-IDA Resin
- Piastre a 96 pozzetti disponibili per uso con Protino® Ni-IDA Resin



Code	Description	Packaging
FC145210A	745210.5 PROTINO NI-IDA RESIN 5GR	5 gr
FC145210B	745210.30 PROTINO NI-IDA RESIN 30GR	30 gr
FC145210C	745210.120 PROTINO NI-IDA RES 120GR	120 gr
FC145210D	745210.600 PROT NI-IDA RES 600GR	600 gr



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

