


**Protino 96 Ni-IDA****Macherey Nagel**

Protino® Ni-IDA è la scelta migliore per ottenere un'alta resa in proteine His-tag.

- Gruppo chelante IDA (acido iminodiacetico), 3 siti leganti
- Alta resa/recupero anche con campioni diluiti
- Alta concentrazione proteica
- Alta specificità di legame, minore legame aspecifico con proteine contaminanti rispetto alle comuni matrici IMAC
- Resina secca: stoccaggio a temperatura ambiente
- Pronto all'uso
- Tamponi inclusi



Code	Description	Packaging
FC145300C	745300.4 PROT MULTI-96 NI-IDA 4X96	4x96 prep.
FC1745300	745300.1 PROT MULTI 96 NI-IDA 1X96	1 x 96 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

