

**NucleoSpin RNA Midi****Macherey Nagel**

NucleoSpin RNA Midi - kit per l'estrazione di RNA estremamente integro - formato mini colonna - tecnologia: membrana di silice - rDNasi inclusa: facile ed efficiente rimozione del DNA genomico - con filtri per l'omogeneizzazione e la riduzione della viscosità - fino a 600 µg di RNA pronto all'uso - quantità di campione: 5x10<sup>7</sup> cellule da coltura, 10<sup>8</sup> cellule batteriche, 3x10<sup>8</sup> cellule da lievito, 200 mg di tessuto animale o umano - dimensione dei frammenti: >200 nt - resa tipica: 180 µg (10<sup>7</sup> cellule HeLa), 620 µg (4x10<sup>7</sup> cellule HeLa) - A<sub>260</sub>/A<sub>280</sub> 1,9-2,1 - tipico RIN (RNA integrity Number) >9 - volume di eluizione: 500-1000 µL - tempo di preparazione: 80 min/4 prep. - capacità legante: 700 µg - comprende: colonna, provetta di raccolta da 15 mL, filtri, tamponi, rDNasi esente da RNasi.



Code	Description	Packaging
FC140962F	Kit NucleoSpin RNA Midi	20 prep.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

