

**NucleoSpin totalRNA FFPE XS****Macherey Nagel**

NucleoSpin totalRNA FFPE XS - kit 2 in 1 per l'estrazione di piccole (es. miRNA) e grandi molecole di RNA persino da campioni in formalina o paraffina - formato: mini colonna - tecnologia: membrana di silice - solvente per paraffina incluso - con rDNasi - volume di eluizione di soli 5  $\mu$ L - permette di ottenere RNA di alta qualità: migliori performance durante la RT-PCR - quantità di campione: #10 sezioni (10  $\mu$ m) con 5 mg di tessuto - volume di eluizione 5-30  $\mu$ L - tempo di preparazione: 70 min/6 prep - capacità legante: 100  $\mu$ g - permette l'estrazione di RNA da: campioni fissati con formalina o paraffina, campioni freschi o da archivio di FFPE, campioni su vetrino (colorati e non) - comprende: colonna, provetta di raccolta da 2 mL, provetta di raccolta da 1,5 mL, solvente per paraffina, tamponi, Proteinasi K, rDNA esente da RNasi.



Code	Description	Packaging
FC140969L	Kit totalRNA FFPE XS	50 PREP
FC140969N	Kit totalRNA FFPE XS	250 PREP



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

