

**NucleoSpin TotalRNA FFPE****Macherey Nagel**

NucleoSpin TotalRNA FFPE - kit 2 in 1 per l'isolamento di piccole (es. miRNA) e grandi quantità di RNA da fissati in formalina e inclusi in paraffina - solvente per paraffina di colore blu incluso - rDNasi inclusa: efficiente rimozione direttamente in colonna - tecnologia: membrana di silice - formato: mini colonna - campione: #10 sezioni (10 µm) con 50 mg di tessuto - volume di eluizione: 30-50 µL - tempo di preparazione; 70 min/6 preps (90 min se si include la digestione, opzionale, con rDNasi) - capacità legante: 200 µg - comprende: colonne NucleoSpin® RNA, provette per campionamento (2 mL), provette per campionamento (1,5 mL), solvente per paraffina, tamponi, Proteinasi K, RNase-free rDNase.



Code	Description	Packaging
FC140982E	Kit NucleoSpin TotalRNA FFPE	10 prep.
FC140982L	Kit NucleoSpin TotalRNA FFPE	50 prep
FC140982N	Kit NucleoSpin TotalRNA FFPE	250 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

