

**NucleoBond RNA/DNA****Macherey Nagel**

NucleoBond RNA/DNA - per la purificazione di RNA fino a 400 µg - RNA ultra puro da differenti tipi di campioni - tecnologia: cromatografia a scambio anionico - formato: colonna - tipo di campioni: colture di cellule, tessuti animali e umani, colture di batteri e lieviti - dimensione dei frammenti: 50 nt-300 knt - tempo di preparazione: 1,5-2,5 h - A260/A280: 1,8/1,95 - il kit contiene colonne e tamponi.



Code	Description	Packaging
FC1740650	Kit NucleoBond RNA/DNA 80	25 prep.
FC1740651	Kit NucleoBond RNA/DNA 400	10 prep.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

