

**Soluzione well Based a elevato multiplexing****Scale Bio**

Soluzione well Based a elevato multiplexing, fino a **96 campioni o 125000 cellule per esperimento**, con possibilità di fissare, conservare e trasportare campioni.

I kit sono compatibili con line cellulari di uomo e topo oltre a PBMC e nuclei.

TRANSCRIPTOMIC PROFILING:

- Scalable sample indexing per RNA profiling.
- Massima flessibilità nel set up sperimentale.
- Cost-effective single cell analysis.
- Nessuna strumentazione necessaria.



Code	Description	Packaging
FD62020001	RNA FixKit (12 reazioni)	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

