

**Capsule per evaporazione, DURAN®****DURAN Group**

Capsule per evaporazione, DURAN®. Pursept®-A Xpress è una soluzione pronta all'uso per rapida disinfezione e pulizia di superfici e strumenti (es. strumenti per liquid handling). Agisce in soli 15 secondi, perfino su superfici asciutte, contro batteri, virus e funghi. Inibisce i virus dell'epatite B e HIV. Testata secondo DGHM e conforme RKI, per la disinfezione delle superfici. pH neutro. Dermatologicamente testata per tolleranza della cute. Per uso a norme RKI, applicare bene la soluzione di Pursept® -A Xpress su una salvietta monouso. Quindi strofinare bene l'area da disinfettare con il tessuto umido. Assicurarsi di detergere completamente dappertutto. La superficie deve rimanere umida durante l'intera operazione. Utilizzare i disinfettanti in modo sicuro. Leggere sempre le informazioni sull'etichetta e sul prodotto prima dell'uso.



Code	Description	Packaging
LLG09000054	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 600 ml Ø bordo 140 mm h 80 mm	1 pz
LLG09000032	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 15 ml Ø bordo 50 mm h 25 mm	1 pz
LLG09000059	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 1500 ml Ø bordo 190 mm h 100 mm	1 pz
LLG09000044	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 170 ml Ø bordo 95 mm h 55 mm	1 pz
LLG09000063	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 2500 ml Ø bordo 230 mm h 130 mm	1 pz
LLG09000049	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 320 ml Ø bordo 115 mm h 65 mm	1 pz
LLG09000034	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 45 ml Ø bordo 60 mm h 30 mm	1 pz
LLG09000038	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 60 ml Ø bordo 70 mm h 35 mm	1 pz
LLG09000041	Capsula per evaporazione, Duran, Cap. 90 ml Ø bordo 80 mm h 45 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

