

**Agitatori a cuscinetti con camicia di raffreddamento, tubo DURAN®****Lenz**

Agitatori a cuscinetti con camicia di raffreddamento, tubo DURAN®. Agitatori a cuscinetti con cono NS e connessioni per raffreddamento ad acqua (filettatura GL 14), superficie del cuscinetto smerigliata e lucidata, prodotti da tubo DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06234956	Cono 29/32 NS, per aste di agit. Ø 10 mm	1 pz.
LLG06234957	Cono 45/40 NS, per aste di agit. Ø 16 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

