




Guarnizioni per contenitori a flangia piatta

H.W.S.

Guarnizioni per contenitori a flangia piatta.



Code	Description	Packaging
LLG09142177	Guarnizione cont. flangia piatta DN 100: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142178	Guarnizione cont. flangia piatta DN 100: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142176	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 100: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.
LLG09142180	Guarnizione conten. flangia piatta DN 120: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142181	Guarnizione cont. flangia piatta DN 120: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142179	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 120: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.
LLG09142183	Guarnizione conten. flangia piatta DN 150: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142184	Guarnizione cont. flangia piatta DN 150: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142182	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 150: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.
LLG09142186	Guarnizione conten. flangia piatta DN 200: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142187	Guarnizione cont. flangia piatta DN 200: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142185	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 200: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.
LLG09142171	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 50: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142172	Guarnizione cont. flangia piatta DN 50: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142170	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 50: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.
LLG09142174	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 60: anello PTFE e O-ring silicone	1 pz.
LLG09142175	Guarnizione cont. flangia piatta DN 60: anello PTFE e O-ring silicone/FEP	1 pz.
LLG09142173	Guarnizione contenitore flangia piatta DN 60: anello PTFE e O-ring viton	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

