

**Imbuti gocciolatori, vetro borosilicato 3.3****Isolab**

Imbuti gocciolatori, vetro borosilicato 3.3. Imbuto gocciolatore conico, senza tubo di equalizzazione, con rubinetto in PTFE.



| Code        | Description                                                    | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09140421 | Imbuto gocciolatore, vetro borosilicato 3.3, 100 ml, NS 19/26  | 1 pz.     |
| LLG09140424 | Imbuto gocciolatore, vetro borosilicato 3.3, 1000 ml, NS 29/32 | 1 pz.     |
| LLG09140422 | Imbuto gocciolatore, vetro borosilicato 3.3, 250 ml, NS 29/32  | 1 pz.     |
| LLG09140420 | Imbuto gocciolatore, vetro borosilicato 3.3, 50 ml, NS 19/26   | 1 pz.     |
| LLG09140423 | Imbuto gocciolatore, vetro borosilicato 3.3, 500 ml, NS 29/32  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

