

**Raccordi per distillazione, vetro borosilicato 3.3****Isolab**

Raccordi per distillazione, vetro borosilicato 3.3. In borosilicato 3.3. Adatti per la connessione del vuoto. Disponibili in 2 versioni: dritti o curvi a 105°.



Code	Description	Packaging
LLG04008371	Raccordi curvo, cono 14/23 NS, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG06243604	Raccordo dritto, cono 14/23 NS, cono 14/23 NS	1 pz.
LLG04008370	Raccordo dritto, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS	1 pz.
LLG04008372	Raccordo curvo, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

