

**Colonne secondo Hempel con camicia per vuoto fissa, tubo DURAN®****Lenz**

Colonne secondo Hempel con camicia per vuoto fissa, tubo DURAN®. Per imballaggi tipo anelli di Raschig o perle di vetro, con raccordo NS e cono NS, con camicia per vuoto fissa, realizzate in tubo DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06241715	Colonne secondo Hempel, cono 14/23 NS, cono 14/23 NS, h riempimento 200 mm	1 pz.
LLG09012327	Colonne secondo Hempel, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS, h riempimento 300 mm	1 pz.
LLG09012328	Colonne secondo Hempel, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS, h riempimento 500 mm	1 pz.
LLG09012329	Colonne secondo Hempel, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS, h riempimento 800 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

