

**Soffietti, PTFE****BOLA**

Soffietti, PTFE. Connessione senza sforzo per apparecchiature con giunti normalizzati; per compensare le vibrazioni da pompe da vuoto; per compensare la lunghezza di colonne di riscaldamento e disallineamenti angolari. Prodotti in PTFE, con nette piegature ed anelli di tenuta all'esterno; flessione massima: 120°.



Code	Description	Packaging
LLG09012161	Soffietto, PTFE, cono 14/23 NS, cono 14/23 NS, lungh. totale 90 mm	1 pz.
LLG09012163	Soffietto, PTFE, cono 29/32 NS, cono 29/32 NS, lungh. totale 120 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

