



Beakers multiuso, PP, con tappo a vite, PE, sterili-y

BRAND

Beakers multiuso, PP, con tappo a vite, PE, sterili-y

Per manipolazione igienica del campione di fluido.



Code	Description	Packaging
LLG07020301	Contenitore per urine - tappo a vite in PE, colore giallo - sterile - 100 mL - Ø 65x75 h mm	240 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

