

**Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE****LLG Labware**

Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE. Asta per recupero ancorette magnetiche incapsulata-PTFE con forte magnete (Alnico 5), resistenza chimica universale. Per la rimozione di ancorette magnetiche da liquidi aggressivi, evitando la perdita dell'ancoretta stessa. Diametro parte terminale 10mm.



| Code        | Description                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04008501 | Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 300 mm, Ø 8 mm | 1 pz      |
| LLG09197717 | Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 150 mm, Ø 8 mm | 1 pz      |
| LLG09197725 | Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 250 mm, Ø 8 mm | 1 pz      |
| LLG09197735 | Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 350 mm, Ø 8 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

