

**Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE****LLG Labware**

Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE. Asta per recupero ancorette magnetiche incapsulata-PTFE con forte magnete (Alnico 5), resistenza chimica universale. Per la rimozione di ancorette magnetiche da liquidi aggressivi, evitando la perdita dell'ancoretta stessa. Diametro parte terminale 10mm.



Code	Description	Packaging
LLG04008501	Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 300 mm, Ø 8 mm	1 pz
LLG09197717	Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 150 mm, Ø 8 mm	1 pz
LLG09197725	Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 250 mm, Ø 8 mm	1 pz
LLG09197735	Asta per recupero ancorette magnetiche, PTFE, lungh. 350 mm, Ø 8 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

