

**Agitatore con adattatore per agitatore, tubo DURAN®****Lenz**

Agitatore con adattatore per agitatore, tubo DURAN®. Prodotto da tubo DURAN®. Per palloni a fondo tondo da 250 a 2000 ml. Albero di agitazione con lama in PTFE e viti di fissaggio. Apparato di miscelazione a tenuta di gas a 10<sup>-3</sup> mbar fino ad un carico permanente di 800 rpm.



Code	Description	Packaging
LLG06204794	Lama, PTFE, 70x24x3mm	1 pz.
LLG06258684	Molla di pressione, acciaio inossidabile	1 pz.
LLG06258685	Tappo a vite GL 25, PP	1 pz.
LLG06204795	Vite, PTFE	1 pz.
LLG07616277	Guarnizione, PTFE	1 pz.
LLG06802957	Asta, Ø 10 x lungh. 400mm	1 pz.
LLG09198050	Agitatore con cuscinetto di cgitazione, completo	1 pz.
LLG06258683	Chiusura, filettatura GL 25, cono NS 29/32	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

