

**Accessori per omogeneizzatori ad ultrasuoni, SONOPULS****Bandelin electronic**

Accessori per omogeneizzatori ad ultrasuoni, SONOPULS.

Lo stativo viene utilizzato per il posizionamento corretto e variabile dei trasduttori a ultrasuoni.

Materiale del piede e dell'asta: acciaio inox.



Code	Description	Packaging
LLG04672126	Stand tipo HG 40 per protezione dal rumore LS 40, accessorio per omogeneizzatori a ultrasuoni SONOPULS, Per HD 2000 / HD 2000.2 / HD 3000 / HD 4000	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

