

**Filtri a siringa RC, cellulosa rigenerata****LLG Labware**

Filtri a siringa RC, cellulosa rigenerata. Filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS.

Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. La membrana in cellulosa rigenerata è idrofilica con adsorbimento veramente basso, perciò raccomandata per filtrazione di liquidi acquosi ed organico/acquosi e per filtrazione di liquidi polari e mediamente polari.



Code	Description	Packaging
LLG09055530	Filtro per siringa RC, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055532	Filtro per siringa RC, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055531	Filtro per siringa RC, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile	500 pz
LLG09055533	Filtro per siringa RC, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

