

**Retino per acque****Windaus-Labortechnik**

Retino per acque. Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni. Uso generale grazie a: veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo; semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla; aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva; fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni; quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da 1,5 a 6,0 metri. Molto robusto, con rete in nylon, duro da rompere, per la cattura di insetti, particelle galleggianti e insetti acquatici. Larghezza mesh 0.8 mm. Con robusto anello galvanizzato diametro 200 mm. Struttura a doppia cucitura tra rete di nylon e lino. Con parte di collegamento universale.



Code	Description	Packaging
LLG06263284	Retino per acque in nylon, luce netta 0,8 mm;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

