

**Vasi cilindrici con tappo zigrinato, HDP****Kartell S.p.A.**

Vasi cilindrici con tappo zigrinato, HDPE. Completi di sottotappo e tappo. Grazie al grande diametro della bocca sono particolarmente indicati per polveri, campioni solidi, creme, sostanze semisolide, cristalli e prodotti igroscopici. Idonei al contatto con alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG04672394	Vasi, tappo zigrinato, 120 ml, Ø est. 56 mm, Ø int. collo 36 mm, H 71 mm	10 pz.
LLG04672397	Vasi, tappo zigrinato, 70 ml, Ø est. 50 mm, Ø int. collo 36 mm, H 60 mm	10 pz.
LLG04672393	Vasi, tappo zigrinato, 1000 ml, Ø est. 111 mm, Ø int. collo 85 mm, H 128 mm	10 pz.
LLG09073444	Vasi, tappo zigrinato, 1500 ml, Ø est. 111 mm, , Ø int. 87 mm, H 182 mm	10 pz.
LLG09073446	Vasi, tappo zigrinato, 2000 ml, Ø est. 111 mm, Ø int. 87 mm, H 235 mm	10 pz.
LLG04672396	Vasi, tappo zigrinato, 500 ml, Ø est. 86 mm, Ø int. collo 70 mm, H 107 mm	10 pz.
LLG04672395	Vasi, tappo zigrinato, 250 ml, Ø est. 69 mm, Ø int. collo 50 mm, H 94 mm	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

