

**Supporto per bottiglie in silicone****DURAN Group**

Supporto per bottiglie in Silicone. Il nuovo portabottiglie in silicone contribuisce a stabilizzare le bottiglie durante le attività di laboratorio, quali l'erogazione di liquidi con distributori montati su Bottiglia o tappi di connessione, pipettaggio o filtrazione. La Bottiglia è trattenuta saldamente sul supporto da otto costole flessibili, che lo rendono adatto per l'uso con tutte le bottiglie rotonde e quadrate che hanno un diametro / lunghezza margine da 75 a 120 mm circa. Inoltre, il supporto può essere utilizzato per tenere anche altra vetreria da laboratorio, quali bicchieri alti e bassi o matracci per filtrazione. Vantaggi del prodotto:- Può essere utilizzato con una vasta gamma di bottiglie e vetreria DURAN®- Aumenta la stabilità quando si lavora con bottiglie e sistemi di bottiglie- Aiuta a rendere il lavoro in laboratorio più sicuro e più conveniente- Autoclavabile- Realizzato in silicone resistente agli agenti chimici



Code	Description	Packaging
LLG09141264	Supporto in silicone per bottiglia, Ø 165mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

