

**Stampanti per strumenti Mettler Toledo****Mettler-Toledo Online**

Stampanti per strumenti Mettler Toledo. Adatte per i seguenti strumenti: RS-P25, RS-P26, RS-P28: SevenExcellence™, SevenCompact™, FiveEasy Plus™, SevenMulti™ RS-P25/USB-P25: SevenExcellence™ RS-P26, RS-P28: SevenGo pro™, SevenGo pro Duo™, Densito, Refracto, SevenEasy™

Fornite con: stampante, cavo (paese specifico), cavo interfaccia, rotolo carta (1 pz), cartuccia (1 pz)



Code	Description	Packaging
LLG06252178	Stampante compatta tipo USB-P25/RS-P25	1 pz.
LLG06251155	Stampanti per strumenti Mettler Toledo, Tipo RS-P26	1 pz.
LLG09773710	Stampante per strumenti Mettler-Toledo RS-P28	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

