

**Accessori per MICROTON® MB 550 / MB 800****KINEMATICA**

Accessori per MICROTON® MB 550 / MB 800. Accessori di miscelazione con testa a coltelli. Gli accessori di agitazione MBA da 125 a 1000 ml possono essere completamente e facilmente smontati. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie ed esenti da ruggine. Gli accessori di agitazione MBA 2000 e MBA 4000 sono in acciaio inossidabile sicuro per lavastoviglie. I loro robusti coperchi di sicurezza hanno un'apertura integrata per il dosaggio. Per l'utilizzo del miscelatore MICROTON® MB 550 è obbligatoria una cappa di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LLG06241880	Accessorio di miscelazione , Volume 500 ml, Materiale Vetro, tipo MBA 500	1 pz.
LLG06257342	Accessori miscelazione con testa a coltelli, 125 ml, in vetro, per MB 550	1 pz
LLG06260922	Accessorio di miscelazione Tipo MBA 250, Per MB 550, Volume 250 ml, Materiale Vetro	1 pz
LLG06260923	Accessorio di miscelazione, Volume 1000 ml, Materiale Vetro, tipo MBA 1000, Per MB 550	1 pz.
LLG06259417	Accessorio di miscelazione, coperchio sicurezza, in inox, 4000ml, per MB800	1 pz.
LLG06260924	Accessorio di miscelazione con coperchio di sicurezza, 2000 ml, in Acciaio inox, Tipo MBA 2000, Per MB 800	1 pz.
LLG06257343	Cappa di sicurezza per MBA 125, in vetro acrilico, per MB 550	1 pz
LLG06260925	Cappa di sicurezza per MBA 250, in Vetro acrilico, Tipo MBH 250, Per MB 550	1 pz
LLG06241881	Descrizione Cappa di sicurezza per MBA 500, tipo MBH 500	1 pz.
LLG06260926	Cappa di sicurezza per MBA 1000, in Vetro acrilico, Tipo MBH 1000, Per MB 550	1 pz.

