

**Sacchetti per Campionamento Whirl-Pak® Special, PE, sterili****Nasco**

Sacchetti per campionamento Whirl-Pak® Special, PE, sterili. I sacchetti Whirl-Pak® sono sacchetti sterili in polietilene per campionamento in laboratorio, usati per trasportare campioni per test biologici e altre applicazioni. Possono essere congelati a qualunque temperatura, anche in azoto liquido sotto i -210°C , è richiesta un'attenta manipolazione dopo il congelamento. I sacchetti non devono essere utilizzati a temperature superiori a 80°C .

Sono disponibili le seguenti versioni speciali:

- Con tasca esterna per documenti di lavoro: per tenere asciutti, puliti e separati dal campione importanti documenti di lavoro.
- Realizzati in un film di PE pigmentato: forniscono la massima protezione per campioni sensibili alla luce.
- Con un guanto sterile in polietilene e una speciale spugna secca libera da battericidi e non inibitoria.
- Con sessola sterile da 60ml: per comodo e veloce campionamento di diverse varietà di materiali.



Code	Description	Packaging
LLG07970688	Sacchetto Whirl-Pak, 115x230 ml, 530 ml, con spugna e guanto	100 pz.
LLG06260544	Sacchetto Whirl-Pak, 150x230 mm, 710 ml, con tasca per documenti	500 pz.
LLG06260459	Sacchetto Whirl-Pak, 115x230 mm, 530 ml, nero, per campioni fotosensibili	500 pz.
LLG07970696	Sacchetto Whirl-Pak, 115x230 mm, 530 ml, con sessola da 60 ml	50 pz.
LLG06269250	Sacchetti Whirl-Pak Special, con cucchiaino, 532ml, 115x230mm, 0,064mm	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

