

**Liofilizzatore da laboratorio VaCo 5**

Zirbus technology GmbH

Liofilizzatore da laboratorio VaCo 5

Liofilizzatore con design modulare per applicazioni di routine in laboratorio. Il raffreddamento avviene tramite compressore raffreddato ad aria, con misurazione diretta della temperatura sulla superficie di raffreddamento. È possibile un pre-raffreddamento del condensatore per evitare un avvio ritardato o lo scongelamento dei campioni. Altre funzioni sono: la visualizzazione delle curve del vuoto e della temperatura, una memoria dei messaggi di errore e un contatore delle ore di funzionamento.

-3 postazioni di programma con 3 fasi di essiccazione ciascuna

-Funzionamento tramite touchscreen a colori da 4,3"

-Valori effettivi visualizzati durante il funzionamento: temperatura del condensatore, vuoto (mbar), tempo

-Custodia in acciaio inossidabile resistente ai disinfettanti commerciali

-Refrigerante senza CFC

Lingua operativa: Inglese o Tedesco, altre lingue su richiesta.

-Parametri regolabili per ogni fase di asciugatura: tempo di mantenimento, regolazione del vuoto (temperatura del ripiano (con l'opzione ripiani riscaldati)

Necessari per il funzionamento: Unità base VaCo 5, condensatore di ghiaccio (-50 °C o -80 °C) ed accessori opzionali. Si prega di ordinare i componenti separatamente.

Caratteristiche**Condensatore di ghiaccio**

Temperatura: -50° C o -80 °C

Capacità condensatore di ghiaccio: 5 kg / 24 h

Max. capacità ghiaccio: 8 kg

Volume: 16 l

Sistema di raffreddamento: uno stadio (-50 °C) / due stadi (-80 °C)

Materiale: Acciaio inossidabile 1.4404/AISI316L

Dimensioni (Ø x H): 270 x 280 mm

Unità base

Peso: 60 o 75 kg (a seconda della versione del condensatore di ghiaccio)

Dimensioni (L x P x H): 800 x 530 x 400 mm

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09863440	Liofilizzatore da laboratorio VaCo 5, Tipo -50°C	1 pz
LLG09863441	Liofilizzatore da laboratorio VaCo 5, Tipo -80°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

