

**Retino per raschiatura vegetazione****Windaus-Labortechnik**

Retino per raschiatura vegetazione. Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni. Uso generale grazie a: veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo; semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla; aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva; fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni; quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da 1,5 a 6,0 metri. Con il doppio anello in alluminio rinforzato questo retino può essere utilizzato per asportare particelle da cespugli e alberi. La rete è in nylon, apertura mesh 0.2 mm, diametro di 280 mm, profondità rete 500 mm. Con parte di collegamento universale.



Code	Description	Packaging
LLG06263287	Retino per raschiatura vegetazione, in nylon, luce netta 0,2 mm;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

