

**Congelatori orizzontali Serie LT/XLT, fino a -65 °C****Nordiclab ApS****Congelatori orizzontali Serie LT/XLT, fino a -65 °C**

Congelatori per conservazione temporanea a lungo termine o per uso quotidiano. Ideali dove lo spazio è limitato, ma l'utilizzatore ha ancora bisogno di una capacità di archiviazione regolare. L'unità è facile da installare. Grazie all'ingombro ridotto, è possibile passare attraverso tutte le porte di dimensioni standard. I congelatori hanno anche quattro ruote (XLT C75 senza ruote, con gambe), che li rende molto mobili. Il materiale è acciaio zincato e preverniciato all'esterno, acciaio bianco preverniciato all'interno e ciclopentano per un efficace isolamento.

- Controller digitale con display
- Allarme acustico e visivo
- Allarme alta/bassa temperatura
- Oblò per sonda esterna e riserva di CO2 Ø12 mm
- Serratura integrata
- Refrigerante ecologico Nature R senza HCFC a -65 °C e refrigerante R290 senza HCFC a -45 °C
- Certificati ISO 9001, 14001 e 18001 OHSAS

Garanzia di sostituzione estesa: in casi di garanzia che non possono essere risolti rapidamente in loco, il cliente riceve una nuova unità.



I rack devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche

Cestelli: 1 (3 per LT C500 e XLT C300/C500 / 4 per XLT C400)

Umidità interna: 5 %

Sonde temperatura: 1/PTC a -45 °C / 1/PT 1000 a -65 °C

Livello rumore: 55 dB

Alimentazione: 230 V / 50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04672414	Congelatori orizzontali fino a -60 °C, Tipo XLT C400, 368 litri, Dim. esterne (L x P x H) 1560 x 680 x 890 mm, Dim. interne (L x P x H) 1400/1190 x 440 x 635/385 mm, Peso 80 kg, Consumo energia 7,0 kWh (24 h), cestelli compresi/max: 4/15	1 pz
LLG04672417	Congelatori orizzontali, fino a -60 °C, Tipo LT C150, Capacità 133 litri, Dim. esterne (L x P x H) 725 x 680 x 885 mm, Dim. interne (L x P x H) 557/350 x 440 x 635/385 mm, Peso 55 kg, Consumo energia 1,8 kWh (24 h), 1 cestello	1 pz
LLG04672419	Congelatori orizzontali, fino a -60 °C, Tipo LT C300, Capacità 284 litri, Dim. esterne (L x P x H) 1260 x 680 x 885 mm, Dim. interne (L x P x H) 1100/890 x 440 x 635/385 mm, Peso 71 kg, Consumo energia 3,7 kWh (24 h), 1 cestello	1 pz
LLG04672430	Congelatori orizzontali XLT C75, Capacità 71 Litri	1 pz
LLG04672431	Congelatori orizzontali XLT C150, Capacità 133 Litri	1 pz
LLG04672432	Congelatori orizzontali XLT C200, Capacità 189 Litri	1 pz
LLG04672433	Congelatori orizzontali XLT C300, Capacità 284 Litri	1 pz
LLG04672434	Congelatori orizzontali XLT C400, Capacità 268 Litri	1 pz
LLG04672435	Congelatori orizzontali XLT C500, Capacità 476 Litri	1 pz
LLG04672437	Congelatori orizzontali LT C150, Capacità 133 Litri	1 pz
LLG04672438	Congelatori orizzontali LT C200, Capacità 189 Litri	1 pz
LLG04672439	Congelatori orizzontali LT C300, Capacità 284 Litri	1 pz
LLG04672440	Congelatori orizzontali LT C400, Capacità 368 Litri	1 pz
LLG04672441	Congelatori orizzontali LT C500, Capacità 476 Litri	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

