



Bacinelle per strumenti , acciaio inox 18/10

Bacinelle per strumenti, acciaio inox 18/10. Acciaio inox 18/10. Satinate.
Coperchio con impugnatura.



Code	Description	Packaging
LLG09200412	Bacinelle, Largh. 80 mm, Lungh. 120 mm, Altezza 40 mm	1 pz.
LLG09200416	Bacinelle, Largh. 100 mm, Lungh. 160 mm, Altezza 30 mm	1 pz.
LLG09200420	Bacinelle, Largh. 100 mm, Lungh. 200 mm, Altezza 50 mm	1 pz.
LLG09200426	Bacinelle, Largh. 150 mm, Lungh. 260 mm, Altezza 50 mm	1 pz.
LLG09200428	Bacinelle, Largh. 180 mm, Lungh. 280 mm, Altezza 60 mm	1 pz.
LLG09200430	Bacinelle, Largh. 200 mm, Lungh. 300 mm, Altezza 50 mm	1 pz.
LLG09200440	Bacinelle, Largh. 200 mm, Lungh. 400 mm, Altezza 80 mm	1 pz.
LLG09200450	Bacinelle, Largh. 300 mm, Lungh. 500 mm, Altezza 100 mm	1 pz.

