

**Retino per plancton****Windaus-Labortechnik**

Retino per plancton. Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni. Uso generale grazie a: veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo; semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla; aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva; fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni; quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da 1,5 a 6,0 metri. Larghezza Mesh 65µm, versione robusta con robusto anello galvanizzato di diametro 200 mm. L'anello è coperto di lino verde fabbricato per proteggere dagli strappi la garza di seta. Con contenitore di raccolta da 100 ml (pallone Kautex 100 ml). Il retino può essere aperto alla base per riempire la bottiglia. Con parte di collegamento universale.



Code	Description	Packaging
LLG06263288	Retino per plancton, in garza di seta, mesh 65 µm;	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

