

**Beaker angolato per campioni, acciaio inossidabile**

Windaus-Labortechnik

Beaker angolato per campioni, acciaio inossidabile

Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni.

Uso generale grazie a

- veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo
- semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla
- aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva
- fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni
- quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da 1,5 a 6,0 metri

Ordinare le aste telescopiche separatamente.

Completamente in acciaio inossidabile. Supporto e beaker possono essere sterilizzati. Con angolo di scatto regolabile da 0 a 180°.



Code	Description	Packaging
LLG06313766	Beaker angolato per campioni, in acciaio inossidabile, Capacità 1 litro, Dimens. (Ø x H) 100 x 130 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

