

**Beaker angolato per campioni, acciaio inossidabile**

Windaus-Labortechnik

**Beaker angolato per campioni, acciaio inossidabile**

Un nuovo e maneggevole sistema per prelievo manuale dei campioni.

Usò generale grazie a

- veloce e semplice sostituzione delle attrezzature di prelievo
- semplice sostituzione tramite pressione del meccanismo a molla
- aste telescopiche estremamente robuste, in fibra di vetro, non corrosiva
- fino a 20 diversi dispositivi per prelievo campioni
- quattro diverse aste telescopiche in fibra di vetro, estensibili in lunghezza da 1,5 a 6,0 metri

**Ordinare le aste telescopiche separatamente.**

**Completamente in acciaio inossidabile. Supporto e beaker possono essere sterilizzati.**

**Con angolo di scatto regolabile da 0 a 180°.**



Code	Description	Packaging
LLG06313766	Beaker angolato per campioni, in acciaio inossidabile, Capacità 1 litro, Dimens. (Ø x H) 100 x 130 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

