


**Puntali con filtro, a bassa ritenzione, in PP****LLG Labware**

Puntali con filtro, a bassa ritenzione di liquidi. Disponibili in scatole facili da aprire. Rack con codice colore. Compatibili con tutte le più comuni marche di pipette.

- Chiarezza ottica e adattamento alla pipetta migliorati
- Rack con codifica colore per una facile identificazione
- Graduati
- Sterili
- Privi di DNasi e RNasi



| Code        | Description                                                                                                                 | Packaging  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LLG04668784 | Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore trasparente, Capacità 0,1 ... 10 µl, confezione 10 x 96, forma standard | 960 pz     |
| LLG04668785 | Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, Capacità 0,1 ... 10 µl, Contenuto confezione 10 x 96, forma XL  | 960 pz     |
| LLG04668786 | Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1 ... 20 µl                                                     | 960 pz     |
| LLG04668787 | Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1-100 µl                                                        | 10x96 pz   |
| LLG04668788 | Puntali con filtro 2.0 bassa ritenzione, PP, Colore Chiaro, 1-200 µl                                                        | 10 x 96 pz |
| LLG04668789 | Puntali LLG Labware, 100 ... 1000 µl                                                                                        | 8 x 96     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

