

**Bagni ad acqua Hydro****LAUDA**

I bagni ad acqua Hydro sono equipaggiati in modo ottimale per ogni applicazione di laboratorio. Con la loro precisa distribuzione della temperatura, sono progettati per le esigenze dei laboratori biologici, medici o biochimici. I modelli H 8 A e H 16 A sono inoltre dotati di un sistema di circolazione per la miscelazione opzionale.

- Interni realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Possibili applicazioni nell'intervallo di ebollizione (intervallo di temperatura: da 25 a 100 °C).
- Display a colori TFT per un funzionamento intuitivo, display della temperatura in °C e °F.
- Timer programmabile.
- Allarme ottico e acustico in caso di errore.



Code	Description	Packaging
LLG04672291	Bagni ad acqua Hydro H 4, 4 L, int.245x100x165 mm, est.340x290x275 mm	pz
LLG04672292	Bagni ad acqua Hydro H 8, 8 L, int. 245x200x165 mm, est. 340x395x275 mm	pz
LLG04672298	Bagni ad acqua Hydro, Tipo H 16 A, Volume 16 litri, Dim. interne (L x P x H) 400 x 245 x 165 mm, Dim. esterne (L x P x H) 500 x 440 x 275 mm, Min. RT + 5 °C, max. temperatura d'esercizio 100 °C	1 pz
LLG04672293	Bagni ad acqua Hydro H 16, 16 L, int. 400x245x165 mm, est. 500x440x275 mm	1 pz
LLG04672294	Bagni ad acqua Hydro H 22, 22 L, int. 400x245x225 mm, est. 500x440x345 mm	1 pz
LLG04672295	Bagni ad acqua Hydro H 24, 24 L, int. 600x245x165 mm, est. 700x440x275 mm	1 pz
LLG04672296	Bagni ad acqua Hydro H 41, 41 L, int. 410x296x335 mm, est. 510x490x476 mm	1 pz
LLG04672297	Bagni ad acqua Hydro, Tipo H 8 A, Volume 8 litri, Dim. interne (L x P x H) 245 x 200 x 165 mm, Dim. esterne (L x P x H) 340 x 395 x 275 mm, Min. RT + 5 °C, max. temperatura d'esercizio 100 °C	1 pz