

**Telecamere per microscopio MOTICAM S**

MOTIC Deutschland GmbH

Telecamere per microscopio MOTICAM S

La next generation di Moticams offre soluzioni per un'ampia varietà di applicazioni nella microscopia digitale. Compatte e robuste, dotate di sensori sCMOS di alta qualità con molte risoluzioni diverse e connessione veloce USB 3.1.



Code	Description	Packaging
LLG04672118	Telecamere per microscopio MOTICAM S1, Risoluzione 1,2 MP (max. 1280 x 950 px)	1 pz
LLG04672119	Telecamere per microscopio MOTICAM S3, Risoluzione 3 MP (max. 2448 x 1536 px)	1 pz
LLG04672120	Telecamere per microscopio MOTICAM S6, Risoluzione 6 MP (max. 3072 x 2048 px)	1 pz
LLG04672121	Telecamere per microscopio MOTICAM Pro S5 Lite, Risoluzione 5 MP (max. 2448 x 2048 px)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

