



Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in PE, rivestiti

ISOLAB

Matracci volumetrici, vetro borosilicato 3.3, classe A, graduazioni blu, con tappi in PE, rivestiti con uno speciale rivestimento formulato che tiene insieme le parti rotte in caso di rottura. Il rivestimento trasparente può resistere fino a 135 ° C per un tempo massimo di 30 minuti. I matracci rivestiti non devono essere direttamente esposti a fiamme libere.

- Conformità certificata, con certificato di lotto
- DIN EN ISO 1042
- Calibrati a contenere(IN)



Code	Description	Packaging
LLG04678019	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 5ml, giunto NS10/19	2 pz
LLG04678021	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 20ml, giunto NS10/19	2 pz
LLG04678024	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 50ml, giunto NS12/21	2 pz
LLG04678026	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 100ml, giunto NS12/21	2 pz
LLG04678025	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 50ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678027	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 100ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678029	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 200ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678031	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 300ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678032	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 400ml, giunto NS19/26	2 pz
LLG04678020	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 10ml, giunto NS10/19	2 pz
LLG04678022	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 25ml, giunto NS10/19	2 pz
LLG04678023	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 25ml, giunto NS12/21	2 pz
LLG04678028	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 150ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678030	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 250ml, giunto NS14/23	2 pz
LLG04678033	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 500ml, giunto NS19/26	2 pz
LLG04678034	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 1 L, giunto NS24/29	2 pz
LLG04678035	Matracci classe A, grad.blu, tappo in PE, rivestiti, 2 L, giunto NS29/32	2 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

