

**Agitatori magnetici Guardian 7000****OHAUS**

Agitatori magnetici Guardian 7000. Duraturi agitatori a piastra, progettati con eccezionali caratteristiche di sicurezza e prestazioni di riscaldamento e miscelazione superiori.

- SmartRate consente di selezionare alta e bassa temperatura e rapporti di rampe di velocità
- SmartHousing rimane fresco al tatto ed è resistente agli agenti chimici
- SmartHeat controlla e monitora in modo sicuro la temperatura massima
- SafetyHeat garantisce sicurezza nelle applicazioni di riscaldamento con doppio monitoraggio dello stato del sistema
- SmartLink disattiva la funzione di riscaldamento se il collegamento Bluetooth® è interrotto
- SmartPresence disattiva la funzione di riscaldamento se gli utilizzatori non vengono riconosciuti nelle vicinanze

La Fornitura include: agitatore magnetico, sensore di temperatura, coperchio in uso.

Caratteristiche

- Velocità: 60 ... 1600 rpm
- Timer: 1 min ... 99 h 59 min
- Temperatura ambiente ammessa: 5 ... 40 °C
- Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06312903	Agitatori magnetici Guardian 7000 Tipo e-G71HS07C	1 pz
LLG06312904	Agitatori magnetici Guardian 7000 Tipo e-G71HS10C	1 pz
LLG06312905	Agitatori magnetici Guardian 7000 Tipo e-G71HSRDM	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

