

**Imbuti separatori, secondo Squibb, vetro borosilicato 3.3****Lenz**

Imbuti separatori, secondo Squibb, vetro borosilicato 3.3. Con rubinetto in PTFE. Disponibili a scelta con o senza graduazione approssimativa del volume. Con tappo in PE e spina PTFE.



Code	Description	Packaging
LLG09203322	Imbuto di Squibb, 50 ml, 19/26 NS, non graduato , Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203323	Imbuto di Squibb, 100 ml, 19/26 NS, non graduato , Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203372	Imbuto di Squibb, 50 ml, 19/26 NS, graduato , Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203373	Imbuto di Squibb, 50 ml, 19/26 NS, graduato , Ø Foro 2,5 mm	1 pz.
LLG09203325	Imbuto di Squibb, 250 ml, 29/32 NS, non graduato , Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203328	Imbuto di Squibb, 500 ml, 29/32 NS, non graduato , Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203375	Imbuto di Squibb, 250 ml, 29/32 NS, graduato , Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203376	Imbuto di Squibb, 500 ml, 29/32 NS, graduato , Ø Foro 4,0 mm	1 pz.
LLG09203330	Imbuto di Squibb, 1000 ml, 29/32 NS, non graduato , Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203332	Imbuto di Squibb, 2000 ml, 29/32 NS, non graduato , Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203377	Imbuto di Squibb, 1000 ml, 29/32 NS, graduato , Ø Foro 6,0 mm	1 pz.
LLG09203378	Imbuto di Squibb, 2000 ml, 29/32 NS, graduato , Ø Foro 6,0 mm	1 pz.

